



 SD BIOSENSOR

Linha F-Line

Sistema de Imunoensaio Fluorescente

- ▶ Alta estabilidade
- ▶ Marcador Európio
- ▶ Qualidade e segurança
- ▶ Menu de testes completo
- ▶ Resultados precisos



F-Line

F-Line

Sistema de Imunoensaio Fluorescente

Melhor opção de Point of Care para o seu laboratório.

Sistema de imunoensaio multiparamétrico acessível, de última geração, que fornece diagnósticos precisos, com uma única plataforma para todo o menu de testes.



► Vantagens

Específicos para Antígenos e Anticorpos



- Simples e fácil de usar
- Resultado rápido
- Custo-benefício

Marcador Európio



- Sinais mais fortes
- Alta estabilidade
- Interferências minimizadas

Parâmetro de Informações




- Código de barras 2D contém todas as informações necessárias para o teste

COI (Índice de corte)



- Fácil leitura do resultado (maior objetividade na leitura)



F200




- ▶ Tamanho compacto
- ▶ Modo "Somente Leitura" para otimização do tempo de testagem
- ▶ Até 50 Testes/hora (semiquantitativos)
- ▶ Memória de acesso randômico disponível
- ▶ Tela 7" LCD Touch Screen

F2400



- ▶ Alto rendimento
- ▶ Até 24 testes simultâneos
- ▶ 70 Testes/hora
- ▶ Memória de acesso randômico disponível
- ▶ Descarte automático
- ▶ Tela 10" LCD Touch Screen

▶ Procedimento simples



▶ Gerenciamento de dados

- Armazenamento dos dados
- Conectividade LIS & HIS
- Impressora embutida
- Identificação do paciente com sistema de impressão



Menu de testes

Parâmetros semi-quantitativos

Resultados em COI

Doenças respiratórias

- COVID-19 Ag
- COVID-19 IgM/IgG
- COVID/Flu Ag Combo
- SARS-CoV-2 nAb
- SARS-CoV-2 nAb Variante*
- Influenza A&B
- RSV Ag
- Legionella Ag
- *S. pneumoniae* Ag
- Strep A Ag
- Adenovírus Ag
- TB-Feron (IFN-gamma)

Arboviroses

- Dengue NS1
- Dengue IgM/IgG
- Chikungunya IgM/IgG
- Zika Ag
- Zika IgM

Doenças infecciosas

- *C. difficile* GDH
- *C. difficile* Toxina A/B
- Rotavirus Ag (QF)
- Rota/Adeno Ag (QF)
- Norovirus Ag *
- *H. pylori* Ag*
- Monkeypox Ag*
- HCV Ab
- HIV Ag/Ab *
- HAV IgM*
- HBsAg *
- Anti-HBs *
- Sífilis Ab *
- *M. pneumoniae* IgG/IgM*
- *M. pneumoniae* Ag*

Doenças transmitidas por vetor

- Tsutsugamushi IgM/IgG*
- Lyme IgM/IgG *

Parâmetros quantitativos

Marcadores cardíacos

- TnI
- hsTnI (ultrassensível)
- CK-MB
- TnI/CK-MB*
- D-dímero
- NT-proBNP

Marcadores tumorais

- PSA
- iFOB

Outros

- Vitamina D

Hormônios

- β -hCG
- LH
- TSH
- T4*
- FT4
- T3*

Inflamação

- PCT (Procalcitonina)
- PCR
- hs-PCR

Doenças crônicas

- HbA1c
- U-Albumina

F-LINE

* Produtos em fase de registro

