

Equipamentos

Analisa BIO 150

150 testes/hora

Bandeja de reação com 50 cubetas.

Analisa BIO 300

300 testes/hora

Bandeja de reação com 81 cubetas.



A linha de Equipamentos **Analisa** contam com os analisadores **Analisa BIO. Automação** para Testes **Bioquímicos** e **Turbidimétricos**: Velocidade de **150** e **300 testes/hora**, **economia de água e reagentes**, excelente relação **custo-benefício**.




Equipamentos Bioquímicos

Analisa BIO 150 e 300



	Analisa BIO 150	Analisa BIO 300
Características Gerais		
Testes/hora	150	300
Princípios de medição	Ponto final, tempo fixo, cinética, monocromáticos e bicromáticos	
Sistema aberto e randômico	✓	✓
Prioridade para amostras de emergência	✓	✓
Bandeja de Amostras		
Número de posições na bandeja de reagentes - Bi-reagente (refrigerado)	40	
Número de posições de amostras (refrigerado)	40	
Agulha com limpeza automática, sensor de nível e impacto	✓	✓
Diluição automática para amostras anormais	✓	✓
Volume mínimo de reação	160 µl	150 µl
Bandeja de Cubetas		
Bandeja de Cubetas	50	81
Cubetas reutilizáveis	✓	✓
Temperatura de trabalho	15° ~ 30° C	
Sistema Óptico		
Sistema óptico	340-670nm	
Sistema Hidráulico		
Consumo de água por hora	2,5 litro/h	5,0 litro/h
Software		
Alarmes de manutenção preventiva	✓	✓
Sistema e de curvas de reação em tempo real	✓	✓
Inventário de reagentes em tempo real	✓	✓
Controle de qualidade	X-R, L-J, Regras de Westgard, Soma Cumulativa e Twin Plot	
Opcionais		
Leitor de código de barras	X	✓

40 posições de reagentes
(Bi-reagente)



Bandeja de amostras e
reagentes refrigerado

Limpeza automática das agulhas,
detector de nível de líquidos e proteção contra colisões



Gold Analisa Diagnóstica Ltda

Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363 - Carlos Prates
Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 30710-020
Fone: (31) 3272-1888 - Fax: (31) 3271-6983
CNPJ: 03.142.794/0001-16 - Indústria Brasileira

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda