



Coagulação

TP com valores de ISI próximos a 1.0
Líquido pronto para uso
Longa estabilidade após aberto



A linha Coagulação **Analisa** tem longa **validade** e podem ser determinados de forma **manual** ou **automatizada**.



Coagulação

PRODUTOS	REF.	APRESENTAÇÃO	MÉTODO OU FINALIDADE
CONTROLES DE COAGULAÇÃO	557	557.1: 1 X 1 mL - 557.2: 1 X 1 mL	
FIBRINOGENÍO	Lançamento 166	N: 1 x 65 mL	Coagulometria
TP LÍQUIDA	555	N: 50 TESTES - E: 100 TESTES	Quick
TTPA LÍQUIDA	556	N: 80 TESTES - E: 200 TESTES	Formação de Coágulo

Conheça também:

Analisa Clot 2

O **Analisa Clot 2** é um **coagulometro** semi-automático de **2 canais**. Possui um **sistema mecânico** de medição com **esferas magnéticas** que se movimentam e **detectam** a presença do **coágulo** com maior **precisão e agilidade**.

Duplo canal
8 posições de incubação
para amostras



Acesse nosso Hotsite
e confira mais detalhes
do produto.

Impressão automática
dos resultados

controle independente do
tempo de incubação

Incluso dispensador de esferas



Gold Analisa Diagnóstica Ltda

Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363 - Carlos Prates
Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 30710-020
Fone: (31) 3272-1888 - Fax: (31) 3271-6983
CNPJ: 03.142.794/0001-16 - Indústria Brasileira

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda