

 Equipamentos

Analisa Clot 2



O **Analisa Clot 2** é um **coagulometro** semi-atuomático de **2 canais**. Possui um **sistema mecânico** de medição com **esferas magnéticas** que se movimentam e **detectam** a presença do **coagulo** com maior **precisão** e **agilidade**.



Equipamento de Coagulação

AnalisaClot2

Duplo canal
8 posições de incubação para amostras
Incluso dispensador de esferas

**Impressão automática
dos resultados**

**controle independente do
tempo de incubação**



**Pipeta
Opcional**



Acesse nosso Hotsite
e confira mais detalhes
do produto.

Especificações do Coagulômetro

- Rápida detecção da formação do coágulo
- Armazenamento da curva de calibração
- 4 cronômetros com acionamentos independentes
- Sistema aberto
- 5 incubadores para reagentes a 37°C
- 8 posições de incubações para amostras
- Interfaceamento com o sistema do laboratório
- Impressora térmica
- Cálculo do INR



Gold Analisa Diagnóstica Ltda

Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363 - Carlos Prates
Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 30710-020
Fone: (31) 3272-1888 - Fax: (31) 3271-6983
CNPJ: 03.142.794/0001-16 - Indústria Brasileira

Analisa é marca registrada da Gold Analisa Diagnóstica Ltda