



Tri-stat 2

RESULTADOS CONFIÁVEIS DE HBA1C COM APENAS UMA GOTA DE SANGUE





TRI-STAT 2

O Tri-stat 2 oferece um resultado preciso e confiável de HbA1c em minutos, usando a tecnologia de afinidade ao boronato e um sistema ótico de duas fases (diminuição de fluorescência)
Não importa o tamanho da sua rotina o Tri-stat 2 é a solução ideal para o seu laboratório

REAGENTES E CONTROLE DE QUALIDADE

- > Os reagentes do kit Tri-stat 2 são prontos para uso e na apresentação de sua necessidade, com 30, 60 ou 90 testes.
- > Cartão de calibração para transferência de informações do lote para o equipamento.
- > Controle de qualidade pronto para uso, sem necessidade de reconstituição.
- > Cartão de controle de qualidade automatizando o processo de QC.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Análise de 3 amostras simultâneas em apenas 10 minutos
- Necessidade mínima do operador
- Sem preparação prévia
- Comandos através de tela sensível ao toque
- Memória para 4.800 resultados
- Volume de amostra de apenas 3,5 uL
- Amostra de sangue total ou capilar
- Interface amigável com o usuário, através de display colorido

Trinity Biotech do Brasil - Rua Silva Bueno, 1660
Cj. 101/102 - Ipiranga - São Paulo/SP - Brasil
04208-001 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3031-8144
contato@trinitybiotech.com.br | www.trinitybiotech.com.br

 **Trinity Biotech**