



ULTRA 2 - GeneSys™

AUTOMAÇÃO COMPLETA EM TRIAGEM NEONATAL NA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINAS.
TESTES DE TRIAGEM E CONFIRMATÓRIO RÁPIDOS E SEGUROS EM UMA ÚNICA PLATAFORMA






EQUIPAMENTO ULTRA 2 - GeneSys™

Oferece a seus usuários resultados seguros na identificação e quantificação de hemoglobinas normais e variantes, utilizando a metodologia de HPLC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Automação completa
- Eluição automática da amostra em papel filtro
- Análise automática das amostras
- Comunicação com picotador e lista de trabalho
- Relatório automático de resultados
- Protocolo de triagem em apenas 2 minutos
- Protocolo confirmatório
- Identificação e quantificação das hemoglobinas normais e variantes



DIMENSÕES

- Altura: 80 cm
- Largura: 1,80 cm
- Profundidade: 80 cm
- Peso: 180 Kg

Trinity Biotech do Brasil - Rua Silva Bueno, 1660
Cj. 101/102 - Ipiranga - São Paulo/SP - Brasil
04208-001 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3031-8144
contato@trinitybiotech.com.br | www.trinitybiotech.com.br

